


„Die“ Applikationshilfe für biokeramische Reparatur-Materialien





Kanülen NiTi Memory Shape

- Außen Ø 0.90 mm
- Außen Ø 1.10 mm
- Außen Ø 1.30 mm

- Können individuell gebogen werden
- Nach Autoklavierung nehmen sie wieder ihre gerade Form an

Kanülen NiTi Memory Shape





Kanülen Classic

- Außen Ø 0.90 mm
- Außen Ø 1.10 mm

- Starre vorgeformte Form der Kanüle
- Ermöglicht eine extrem präzise Applikation über orthograd

Kanülen
Classic





Kanülen Surgery

- Außen Ø 0.90 mm (links oder rechts)
- Außen Ø 1.10 mm (links oder rechts)

- Dreifachgewinkelte Kanüle für leichten Zugang und gute Sicht auf OP-Bereich

Kanülen
Surgery



RESTAURATION



PARODONTOLOGIE/
IMPLANTOLOGIE



ENDODONTIE



PROPHYLAXE



OPTISCHE
SYSTEME