

TOPDENT TELESKOPZANGEN

MIT DIAMANTIERTEN ARBEITSSPITZEN, NACH BÖHME „FLIPPER“

TELESCOPE PLIERS

WITH DIAMOND COATED TIPS, TYPE BOEHME „FLIPPER“



Standard
REF 13988



schmal-lang, für den
Frontzahnbereich OK/UK
small-long, for anterior region
REF 13988L



kurz-breit z.B. für
den Molarenbereich/
short e.g. for molars
REF 13988K



- Diamantbeschichtung 126 my – Schichtstärke 15/100
- perfekte Haftkraft an den Innenteleskopen durch optimale Geometrie
- die Teleskopzangen fixieren das Primärteil fest und sicher, so dass sich das Sekundärteil problemlos abziehen lässt
- diamond coating 126 my – coating thickness 15/100
- excellent adhesion on the inner telescopes due to its optimum geometry
- the primary crown is firmly fixed, therefore the secondary crown can be easily removed

L: ca./ approx. 13 cm

TOPDENT „CROWN GRIP“

KRONENHALTER/ CROWN HOLDER



**Spezialdiamantierter
Instrumentenkopf**
instrument tips with special
diamond coating

**Selbstspreizend durch
innenliegende Doppelfeder**
self-expanding due to inside
double-spring

Ideales Positionierungs-, Fixier- und Ablageinstrument für sämtliche Kronen und Brückenarbeiten. Kronen bzw. Brücken werden ohne Schraubspannung und ohne Klemmraster nur durch den Federdruck gehalten.

- Ideales Halteinstrument zur Farbbestimmung bei der Rohbrandeinprobe
- Erschütterungsfreies Ablegen von Kronen und Brücken auf dem Brenngutträger
- Sicheres Fixieren von Zirkonoxidkonstruktionen

Ideal instrument for positioning and safe holding of all types of crown- and bridge works. No screw-mounting, nor clamps - just spring pressure holds crowns and bridges safely

- ideal holding instrument during colour matching
- vibration-free positioning of crowns and bridges onto firing trays
- safe fixation of zirconium oxide constructions

REF **23012**



Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth

www.kkd-topdent.de

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Geschäftsbereich TOPDENT
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen/Jagst
Telefon: +49 (7961) 9126-0
Fax: +49 (7961) 52031
e-Mail: info@kkd-topdent.de



08.10.2021 / W230704